

MG 70

beurer



מכשיר עיסוי אינפרה אדום ^{IS}

הוראות הפעלה 2.....

תוכן עניינים

1. הודעות חשובות.....	3
2. תיאור המכשיר.....	4
3. השימוש במכשיר.....	4
4. ניקיון המוצר.....	4
5. השלכת המוצר.....	5

לקוח יקר,

אנו מודים לך על שבחרת באחד המוצרים שלנו. המותג שלנו מייצג מוצרים איכותיים מתוכננים היטב: המותג מונע על ידי חדשנות ובטיחות. מגוון המוצרים שלנו כוללים שפע של מוצרים המיועדים לבריאות ולרווחה בתחום הטיפול בחום, טיפול עדין, מזידת לחץ דם, משקל, עיסוי, יופי וטיפוח, שיפור איכות האוויר וטיפול בתינוק. קראו הוראות שימוש אלו בקפידה ושמרו אותן לשימוש בעתיד, וודאו שהוראות השימוש יהיו זמינות למשתמשים אחרים ושימו לב למידע הכלול בהן.

בברכה,
צוות Beurer שלך

פריטים הכלולים במארז

- מכשיר עיסוי אינפרה אדום
- 2 ראשי עיסוי חליפיים
- הוראות הפעלה אלה

אזהרה ⚠

- מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 8 ועל ידי אנשים הסובלים מלקות גופנית, תחושתית או שכלית או על ידי אנשים חסרי ניסיון או ידע, בתנאי שהושמה עליהם השגחה או ספקה להם הנחיה לגבי השימוש במכשיר בבטחה ורק במידה והם מודעים לחלוטין לסכנות הנלוות שיכולות להיות בעקבות השימוש במכשיר זה.
- חל איסור על ילדים לשחק עם המכשיר.
- ניקוי ותחזוקה של משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה.
- במידה וכל החיבור של מכשיר זה פגום, יש להשליכו לפח. במידה ולא ניתן להוציאו ממקומו, יש להשליך את המכשיר לפח.
- אין להכניס חפצים מכל סוג שהוא לתוך פתחי המכשיר או לחלקים הניידים שלו.
- וודאו כי החלקים הניידים יכולים לנוע בחופשיות בכל עת.
- אין להכניס בכוח או ללכוד אף חלק מהגוף שלכם, במיוחד לא האצבעות שלכם, בין רכיבי העיסוי הניידים או המחזיקים שלהם במכשיר זה.
- המכשיר כולל משטח חם. אנשים רגישים לחום חייבים להיזהר בעת השימוש במכשיר.

1. הודעות חשובות



- חברו את המכשיר רק למתח החשמלי המצוין על גבי לוחית השם של הדגם.
- כמו עם כל מכשיר חשמלי, במכשיר עיסוי זה יש לעשות שימוש בזהירות על מנת למנוע סכנת התחשמלות:
 - נתקו את כבל החשמל מיד לאחר השימוש.
 - הימנעו ממגע עם מים (להוציא מקרים בהם מתבצע ניקוי עם מטלית לחה במקצת). אסור שמים יכנסו לתוך המכשיר. לעולם אין לטבול את המכשיר במים. לעולם אין לעשות שימוש במכשיר בתוך אמבטיה, במקלחת, בבריכת שחייה או מעל כיור מלא במים. אולם, במידה ומים נכנסו לתוך המעטפת, נתקו את המכשיר מיד ממקור החשמל וצרו קשר עם הספק או עם שירות הלקוחות שלכם.
 - יש לבדוק שאין נזק למכשיר ולכבל החשמל בפרט לפני כל שימוש.
 - לעולם אין לחבר את המכשיר לרשת החשמל המרכזית במקרה של כבל חשמל פגום. צרו קשר עם הספק או עם שירות הלקוחות.
 - תיקונים יבוצעו על ידי שירות לקוחות או ספקים מורשים בלבד.
 - לעולם אין לאחוז או לשאת את המכשיר באמצעות כבל החשמל שלו.
 - במקרה של תקלה במהלך השימוש, כבו את המכשיר מיד ונתקו אותו משקע החשמל.
 - יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזנה מרשת החשמל.
 - אין לחבר את ספק הכוח לכבל מאריך או מפצל.
- *Das Gerät ist nur für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck vorgesehen
- מכשיר זה נועד לשימוש למטרה המתוארת בהוראות שימוש אלה בלבד. היצרן לא ייקח על עצמו שום אחריות על פגיעה שנובעת כתוצאה משימוש לא נכון או רשלני.
- אין לעשות שימוש בחיבורי עיסוי מכל סוג שהוא אשר אינם מסופקים לכם ביחד עם המכשיר.
- המכשיר מיועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש רפואי או מסחרי.
- אין לעשות שימוש במכשיר למשך יותר מ-20 דקות ברצף וזאת על מנת למנוע התחממות יתר. תנו למכשיר להתקרר טרם השימוש בו בשנית.
- משטח המכשיר מתחמם במהלך השימוש. אנשים שאינם רגישים לחום צריכים להיזהר במיוחד.
- לעולם אין להכניס חפצים לתוך המכשיר דרך הפתחים שלו. וודאו כי החלקים הניידים יכולים לנוע תמיד בחופשיות וכי חפצים או אפילו אצבעות אינן תקועות בפתחים. וודאו כי שיער לא נתפס במכשיר. לבשו רשת לשיער במידת הצורך.
- כבו את המכשיר ונתקו אותו ממקור החשמל בעת הסרה או חיבור של הידית או כל חיבור עיסוי אחר.
- לעולם אין לכסות את המכשיר בזמן שהוא מופעל (בשמיכה, כרית וכו').
- לעולם אין להפעיל את המכשיר ללא השגחה, במיוחד בקרבת ילדים.
- ילדים, אנשים חסרי ישע או אנשים נכים חייבים לעשות שימוש במכשיר תחת השגחת אדם מבוגר בלבד או חייבים להכיר את המכשיר מראש.
- אין לעשות שימוש במכשיר זה על בעלי חיים או חיות מחמד.
- אנשים עם קוצבי לב נדרשים להיוועץ עם הרופא שלהם טרם השימוש במכשיר העיסוי ולעולם לא לעסות את אזר הלב.
- לעולם אין לעשות שימוש במכשיר על גבי אזורי נפוחים, שרופים או פגועים בעור.
- אין לעסות את האזורים הבאים: עצמות (למשל: מפרקים, עמוד שדרה), הראש או אזורים רגישים של הגוף.
- אין לבצע עיסוי בטמפרטורה גבוהה במקרה של הצטננות, דליות ברגליים, פקקת, דלקת בוורידים, צהבת, מחלת סוכרת, הריון, הפרעות עצביות (למשל: מחלת נשית) או דלקת חריפה. במקרים כאלה, היוועצו עם הרופא שלכם.
- אין לעשות שימוש במכשיר העיסוי במיטה. אין להירדם בזמן השימוש במכשיר זה.

2. תיאור המכשיר



3. השימוש במכשיר

מטרה: המכשיר נמצא בשימוש בלעדי למטרה של עיסוי גוף האדם.

החליטו באם אתם רוצים לעשות שימוש במכשיר העיסוי עם הידית מחוברת או ללא ידית, תוך שימוש ברצועת יד. להוצאת הידית, לחצו חזק על שני לחצני ההחזקה שבכל צד של הידית ומשכו את הידית אל מחוץ לראש העיסוי. הכניסו את כיסוי כבל החיבור לחלק האחורי של ראש העיסוי. שימו את ידכם מתחת לרצועת היד. בעזרת אבזם וולקרו (סקוטש), כוונו את אורך רצועת היד כך שתוכלו לאחזו בראש העיסוי בידיכם ולהובילו בבטחה. במידה ואתם מעוניינים לחבר את הידית שוב למקומה, ראשית הוציאו את כיסוי כבל החיבור ממקומו וחברו את הידית למקומה עד להישמע צליל הקשה. כבל החשמל יוצא מתחת לאבזם הידית.

באפשרותכם לעסות עם או ללא ראשי עיסוי. פשוט בחרו את ראשי העיסוי שאתם מעדיפים. בטיפול עם חום אינפרה אדום M+H, כל ראש עיסוי ימנע את אספקת החום של המקור האינפרה אדום. לכן עליכם להפעיל את המכשיר רק על M, במידה ומורכב ראש עיסוי למכשיר.

וודאו כי המכשיר כבוי טרם הכנסת כבל החשמל למקומו. הפעילו את המכשיר באמצעות כוונן מתג ההחלקה למצב "M" (עיסוי בלבד) או "M+H" (עיסוי עם חום אינפרה אדום)

הגדירו את מהירות העיסוי הרצוי בעזרת הבקר. מקמו את המכשיר על החלק של הגוף שברצונכם לעסות. באפשרותכם לעמוד, לשבת או לשכב ובאפשרותכם לעסות את עצמכם או אדם אחר. ניתן לשנות את עוצמת העיסוי באמצעות לחיצה יותר או פחות בחוזקה עם מכשיר העיסוי. אין לעסות מקום מסוים של הגוף למשך יותר מ-3 דקות ולאחר מכן שנו לאזור אחר של הגוף.

לאחר שימוש של 20 דקות לכל היותר, נתקו את המכשיר ממקור החשמל ותנו לו להתקרר. שמרו על מכשיר יבש.

4. ניקיון המוצר

לניקוי המכשיר המנוקת לאחר שהתקרר, נגבו בעזרת מטלית לחה במקצת. באפשרותכם לעשות שימוש בתכשיר ניקוי עדין. אולם, וודאו כי מים אינם נכנסים לתוך המכשיר. אין לעשות שימוש במכשיר שוב לפני שהתייבש לחלוטין.

5. השלכת המוצר

מסיבות של שמירה על הסביבה, אין להשליך את המכשיר יחד עם הפסולת הביתית בסיום חיי העבודה שלו. השליכו את המכשיר במקום איסוף מתאים או בנקודת מחזור מתאימה לכך. השליכו את המכשיר בהתאם לתקן EC- WEEE (השלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני). במידה ועולות לכם שאלות כלשהן, אנא צרו קשר עם הרשויות המקומיות האחראיות על השלכת הפסולת.



כפוף לטעויות ולשינויים

