



עברית

לקוח יקר,

חודרה שרכשט את אחד המוצרים שלנו. המותג שלך מקפיד על איכות גבוהה, מצידו גלם שבבחנו לעומק עבור ישימושי של חום, טיפול ראשוני, לחץ דם/מאבחן, משקל, עיסוי ואוויר. אלא קרא בעין את התוויות השימוש הבאות ואח המידע שכן כוללות.

בברכה,

צוות beurer

בכלל במשלוח

- מכשיר להטרת עור יבש
- 2 ראשי שיפוף באיכות גבוהה
- התוויות השימוש הללו

1. הערות חשובות

קרא בעיון את הנחיות השימוש הללו לפני השימוש הראשון במכשיר, שמו איתם לשימוש עתידי באופן הגיוני למשתמשים נוספים.

חשוב!

- השימוש במכשיר זה יכל להפסיק מנות גדולה של חום על העור שלך.
- בדקו כל הזמן את התאמתם במהלך השימוש. זה חשוב במיוחד עבור חולי סכרת כיוון שיש להם סבילות נמוכה יותר לאיבד והם יכולים להיפגע בקלות יתר. תמיד עבדו בהירות. במקרה של ספק, יש להתייעץ עם הרופא.
- ניתן להשתמש במכשיר זה רק למטרות שלישומה הוא נבדק באופן הבטיחות בהוראות השימוש. שימוש לא נכון עלול להיות מסוכן.
- במקרה של שימוש ממושך (למשל, קליקו עור מת מפרטת הרגליים), המכשיר עלול להתחמם מאוד. כדי למנוע חוויות בעור במצבים מעין אלה, יש לבצע הפסקות בין כל יישום. למען הבטיחות, יש לפקד מקריב על רמות החום התופקות מהמכשיר. זה חשוב במיוחד עבור אנשים הרגישים לחום.
- המכשיר מתאים לשימוש פרט ולא למטרות רפואיות או מסחריות.
- מסירות של הרגליים, איברי המכשיר יכולים לשמש אדם אחד בלבד.
- היצרן לא אחראי: לזמן המתרחש כתוצאה משימוש לא נכון או לא זהיר.
- לפני השימוש, ודא שאין קנן גלוי למכשיר ולאבידים שלו. במקרה של ספק, אין להשתמש בו ויש ליצור קשר עם הספק או שירות הלקוחות.
- יש להרחיק את הארירה מילדים כדי להימנע מסכנת חנק.
- יש לבדוק את המכשיר לעתים קרובות וחפשו סימנים לזדקן, בלאי או שברים. אם יש סימנים כאלה או אם נעשה שימוש לא נכון במכשיר, יש להחזיר ליצרן או למשוך לפני שימוש נוסף.

- במקרה של תקלות או בעיות בשימוש, יש לבדוק מיד את המכשיר.
- תיקונים יכולים להתבצע רק על ידי שירות הלקוחות או משווק מורשה.
- לפני דיווח על בעיה, יש ראשית לבדוק את הסוללות ולהחליף אם יש צורך בכך.
- נעלם אין לנסות לתקן לבד את המכשיר.
- יש להשתמש במכשיר עם הבאזרים המסופקים איתו בלבד.
- אין להשתמש לעולם את המכשיר ללא שהגנה כאשר אתו פועל. במיוחד אם יש ילדים בסביבה.
- אין להשתמש על בטיח חיים קטנים או בעלי חיים אחרים באופן כללי.
- אין לאפשר למכשיר לבוא במגע עם מים (פרט למקרה שבו מקנים את המכשיר עם בד לח מעט). אסור שייכנס מים למכשיר. אין לטבול את המכשיר במים. אין להשתמש במכשיר ליד אמבטיה או מקלחת. בברכה, מעל כיוור מלא במים או באזור עם לחות גבוהה במיוחד (למשל, חדר אמבטיה).
- יש להרחיק את המכשיר ממקורות חום.
- אין להשתמש במכשיר מתחת להשפעה או תשיכה או כרית נדב.
- אין להשתמש במכשיר באופן רציף מעל 15 דקות. לאחר פרק זמן זה, יש לתת למכשיר הפסקה למשך 15 דקות לפחות כדי למנוע התחממות להתחמם יתר על המידה.
- על הידיים להיות יבשות תמיד בעת שימוש במכשיר.
- ילדים מעל גיל 8 יכולים להשתמש במכשיר וכן אנשים עם בעיות נפשיות ואופניות, או אנשים ללא ידי או ניסיון. ברתא, שהם נמצאים תחת פיקוח או עובד הדרכה על שימוש בטוח במכשיר ומודעים לחלוטין לסכנות בשימוש.
- אין להשתמש במכשיר על אזור עם עור רגיש או מזוהר.
- יש לפקד על ידיים הנמצאות בסביבת המכשיר כדי לוודא שהם לא משתמשים בו בחור צעצוע.
- ניקיון ותחזוקה על ידי המשתמש הייבש להתבצע על ידי מברגים בלבד.
- יש להרחיק את הסוללות מרישז ידש של ילדים. ילדים עלולים להכניס את הסוללות לפה ובלעו אותן. זה עלול לגרום למקח חמור לבריאות. במקרים כאלה יש לפנות מיד לרופאת חירום.
- יש להחליף תמיד את כל הסוללות באותו זמן ולהשתמש בסוללות מאותו סוג.
- לדפוס מהסוללות עלולה להיזק למכשיר. אם אין כוונה להשתמש במכשיר למשך תקופה ארוכה, יש להוציא את הסוללות מאח המכשיר.
- אין להשתמש בסוללות נטענות
- סוללות דלופות עלולות לגרום למוות אם נגעים בהן. לכן יש לשם כפפות מגן מהאמתם במקרה של דליפה.
- יש להימנע מגע בין סוללות דלופות לעור או לעיניים.
- אין להטעין את הסוללות או לנסות להחזירן לפעולה באמצעים אחרים, אין לפרק אותן או לזרוק אותן לאש.

2. הכנה

- כדי להשתמש במכשיר להטרת עור יבש, יש להכניס את הסוללות המסופקות עם המכשיר למקומן. כדי להכניס את הסוללות, יש לעקוב אחר השילבים הבאים:
- 1. יש להסיר את מסכת את הסוללות בצד האחורי של המכשיר.
- 2. יש להכניס את שתי הסוללות המסופקות (1.5V AA מסוג אלקליין LR6) יש לוודא שהסוללות מוכנסות נכון בהתאם לסומכום. אין להשתמש בסוללות נטענות.
- 3. יש לסגור את את הסוללות בהירות.

3. שימוש

3.1 כללי

- המכשיר מיועד לטיפול רגליים בלבד (פדוקר).
- כדי להחליף ראש, יש ללחוץ על כפתור שחרור העינלה (unlock) ולהוציא את הראש מהמכשיר.
- כדי להסיר עור יבש במיוחד, ניתן להשתמש בראש המיועד לעור יבש מאוד.

- כדי להסיר עור יבש בצורה מתונה או כדי להחליק את העור, ניתן להשתמש בראש לעור יבש מעט.
- יש להפעיל את המכשיר על ידי חזות המגע קדימה. תוך כדי כך יש גם ללחוץ על מגן המגנע הנמצא עליו כלפי מטה.
- תוספת השימוש מאופיינים בעילות בבוהה במיוחד.
- אין להפעיל לחץ כבד בעת השימוש יש להניע את התוספים על העור בהירות ובעדינות בלב עת.
- יש להניע את המכשיר תוך הפעלת לחץ קל בלבד במעגלים איסיים על אזורי הטיפול.
- יש לשים לב כי לתוסף החיתוך יש השפעה מגבילת אם העור לח או רך.
- מס' ס' 02, אין לבצע טיפולים בזמן המקלחת או האמבטיה.
- אין להסיר את כל העור היבש כדי לשמור על ההגנה הטבעית של העור.
- לאחר כל שימוש, יש למרחק קורס לחות על האזורים המטופלים.

4. ניקיון/טיפול במכשיר

- יש לנקות את המכשיר עם בד נר מעט, ניתן גם להרטיב מעט את הבד עם חומר ניקוי קל ולא חזק על מנת להסיר לכלוך.
- את ראשי השיניים לנקות באמצעות בד יבש או מברשת בלבד.
- אין להפיל את המכשיר.
- יש לוודא שמים לא נכנסים למכשיר. אך אם מקרה כזה מתרחש, אין להשתמש במכשיר שוב עד שהוא יבש לחלוטין.
- אין להשתמש בחומרים כימיים או חומרים שורפים לצורך הניקיון.
- לעולם אין להכניס את המכשיר למים או לנחלים אחרים.

5. החלפת הסוללות

אם הסוללות במכשיר ריקות, יש להחליפן.
כדי להחליף את הסוללות, יש לעקוב אחר ההוראות בפרק 'השימוש הראשוני'.

6. חליף חילוף ובלאי

חליף חילוף	חליף חילוף לראשי השיניים
מס' פרט ו/או מס' הומנה	571.23

זמנים באופן מסחרי או ממקום השירות הקרוב אליכם (בהתאם לרשימת מקומות שירות).

7. השלכת המכשיר לאשפה

יש להשליך את המכשיר בהתאם להנחיות האחד האירופי (הנחיות להשלכת ציוד חשמלי).
אם עולות שאלות, ניתן ליצור קשר עם הרשות המקומית האחראית להשלכת אשפה.
סוללות ריקות או סוללות ניתנות להטענה לא נחשבות לפסולת רגילה. אלא הן נחשבות פסולת רגילה.
ולכן יש להשליך לתבנית מחזור המיועדת לכך או למשקוף סוללות. יש להשליך את הסוללות באופן חוקי בלבד.

הערה: הקצורים הבאים מסומנים על סוללות הפחיות חומרים מסוכנים:
Pb – סוללה המכילה עופרת
Cd – סוללה המכילה קדמיום
Hg – סוללה המכילה כספית

