

AS190

Description

เพื่อใช้ตามกระดุกผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ในกรณีที่คาดว่าผู้บาดเจ็บอาจจะกระดุกหักก่อนการส่งผู้บาดเจ็บไปรักษาพยาบาล (PRE – HOSPITAL)



Specification

- เป็นเฟือกแบบใช้สุญญากาศ ซึ่งใช้วิธีการดูดลมออกเพื่อให้เฟือกแข็งตัว
- ใช้ตามกระดุกผู้บาดเจ็บในส่วนแขน ส่วนขา และข้อต่อ รวมทั้งเด็กเล็ก เพื่อมิให้มีการเคลื่อนไหวของกระดุกในส่วนที่คาดว่ากระดุกหัก
- ตัวเฟือกทำจากวัสดุ VINYL-COATED NYLON โดยภายในจะบรรจุเม็ด POLYSTYRENE เล็กๆ ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ในระบบเฟือกสุญญากาศจะใช้ที่ดูดลมเพื่อให้เฟือกเกิดการแข็งตัวเวลาใช้กับผู้บาดเจ็บ ซึ่งในตัวเฟือกจะมีวาล์วปิดแบบอัตโนมัติ

ในชุดประกอบด้วย

- ที่ดูดลมเพื่อทำให้เกิดระบบสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด
- อะไหล่สำหรับซ่อมแซมในกรณีที่เฟือกเกิดการรั่วซึมให้ 1 ชุด
- กระเป๋าสำหรับเก็บอุปกรณ์ทั้งหมด จำนวน 1 ใบ

ขนาดเฟือก	ขนาด			
	ยาว	กว้าง	หนา	น้ำหนัก
เฟือกขนาดเล็ก 1 ชุด	56 ซม.	36 ซม.	3 ซม.	0.2 กก.
เฟือกขนาดกลาง 1 ชุด	78 ซม.	66 ซม.	3 ซม.	0.5 กก.
เฟือกขนาดใหญ่ 1 ชุด	115 ซม.	69 ซม.	3 ซม.	0.7 กก.