

### Description

### Stifneck Select Neck C-Collar

ใช้สำหรับบล็อกคอผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ป้องกันการเคลื่อนตัวของกระดูกคอ ก่อนนำส่งไปยังโรงพยาบาลต่อไป  
ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย



### Specification

- มีลักษณะเป็นชิ้นเดียว ล็อกคอโดยการโค้งงอปลายทั้งสองด้านเข้าหากัน
- ภายนอกเป็นโครงแข็งที่สามารถพับโค้งงอได้ ทำด้วยวัสดุทำจากพลาสติก และโฟมอย่างดี
- สามารถล้างทำความสะอาด และแสงเอ็กซ์เรย์สามารถผ่านได้
- ชั้นในติดตัวผู้ป่วยเป็นโฟมอ่อน เพื่อช่วยลดการเสียดสี และสามารถล้างทำความสะอาดได้
- มีแผ่นรองคางเพื่อให้เกิดความกระชับในการใช้งาน
- ส่วนหน้ามีช่องสำหรับไว้เจาะคอผู้ป่วย (Tracheotomy)
- ปรับขนาดสำหรับ คอช่วงสั้น-ยาว ได้ตามต้องการ
- สามารถปรับขนาดได้ 4 ขนาด เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน ณ จุดเกิดเหตุ ได้แก่ Tall, Regular, Short และ No-Neck