



EM 39 Bauch- und Rückenmuskelgürtel

| |
|--|
| Stimuliert vordere Bauch- und untere Rückenmuskulatur |
| 4 Elektroden (2 x Bauch & 2 x Rücken) |
| Einfache Anwendung |
| Flexibel einstellbar |
| Universell für Bauchumfänge von 75 bis max. 130 cm verwendbar |
| Anschmiegsame ergonomische Form |
| Verschleißfreie Kontaktelektroden aus leitendem Carbonmaterial |
| Wasserkontakt-Elektroden (kein Kontaktgel oder Ersatz-elektroden notwendig) |
| LCD Anzeige mit anschaulicher Symbolik |
| 5 Trainingsprogramme (22-31 Minuten) |
| Intensität von 0 bis 40 einstellbar |
| Countdown-Timer mit Restlaufzeit |
| Trainingspeicher-Funktion für fortlaufende Trainingskontrolle |
| Sicherheitsabschaltung/ Pause-Funktion/ Abschaltautomatik/ Tastensperre |
| Abnehmbares Bedienelement |
| Gurt handwaschbar |
| Batteriewechselanzeige |
| Die Anwendung ist verboten bei Trägern von Herzschrittmachern, Epileptikern, Schwangeren, Personen mit Herzrhythmusstörungen |
| Ausgangsspannung: max. 70V p-p bei 500 Ohm Ladung |
| Ausgangsstrom: max. 140 mA p-p bei 500 Ohm Ladung |
| Ausgangsfrequenz: 30-80 Hz |
| Pulsbreite: 200 µs pro Phase |
| Impulsform: symmetrische, zweiphasige Rechteckform |
| Inkl. 3 x 1,5V Batterien AAA |
| Produktmaße (LxBxH): 8,8 x 9,1 x 2,2 cm |

3 Jahre Garantie

VE: 3 / Transportkarton: 6 x 3

EAN-Nr.: 4211125 64704 9

Art.-Nr.: 647.04

EM 39 Abdominal and Back Muscle Belt

| |
|---|
| Stimulation of front abdominal and lower back muscles |
| 4 electrodes (2 x abdominal & 2 x back) |
| Easy to use |
| Flexible adjustable |
| Flexible stomach belt for waist sizes from 30 to max. 51 in (75 to max. 130 cm) |
| Flexible ergonomic shape |
| Nonwearing contact electrodes made of conductive carbon material |
| Electrodes with water contact (no contact gel, no replacement) |
| LCD display with figurative symbols |
| 5 training programs (22 to 31 min) |
| Intensity adjustable from 0 up to 40 |
| Countdown timer with remaining time |
| Training memory function for continuous training control |
| Safety switch-off/ pause function/ automatic switch-off/ key lock |
| Removable control element |
| Belt hand washable |
| Battery changing indicator |
| The device must not be used by users of cardiac pacemakers, epileptics, pregnant woman, people with cardiac arrhythmias |
| Output voltage max. 70V p-p (500 Ohm load) |
| Output current: max. 140 mA p-p (500 Ohm load) |
| Output frequency: 30-80Hz |
| Pulse width: 200 µs per phase |
| Pulseform: symmetrical, dual-phase square pulses |
| Incl. 3 x 1.5V batteries AAA |
| Product measurements (LxWxH): 8.8 x 9.1 x 2.2 cm |

3 year guarantee

Sales unit: 3 / Shipping carton: 6 x 3

EAN no.: 4211125 64704 9

Item no.: 647.04